

本蓝牙 4.0 BLE 协议为 1.0 版本。2020-1-15

支持的SERVICE: service UUID - {CDEACD80-5235-4C07-8846-93A37EE6B86D}

采用notify方式的蓝牙4.0通讯，同一Character下的数据是定长的，指令也是定长的，故对不足的字节位补0

蓝牙模块区别不同设备名称，不区别同一类型不同设备不具备唯一编码

例：名称 血氧仪 BleMODULEA

 血压计 BleModuleB

 体温计 BleModuleC

蓝牙模块根据设备发送标志区分设备类型：

特征1 (Characteristic 1) :

UUID - {CDEACD81-5235-4C07-8846-93A37EE6B86D} ;

属性：通知 (Notify)；

数据长度：15 字节；

数据代表意义：将从应用MCU 收到的数据送给APP。

数据分两部分发送(包头分别为0x80, 0x81)：

0x80	Byte1	Byte2		Byte14
0x81	Byte1	Byte2		Byte14

1. 血氧仪

0x80数据包 (200ms发送一次)：

Byte1~Byte10: 波形数据；

Byte11: bit0, 心跳标志位 (1: 有心跳; 0: 无心跳)；

Byte12~Byte14: 0x00；

0x81数据包 (1s发送一次)：

Byte1: 血氧饱和度；

Byte2: 脉率；

Byte3: PI指数；

Byte4~Byte14: 0x00；

2. 血压计

0x80数据包 (200ms发送一次)：

Byte1: 袖带压高字节；

Byte2: 袖带压低字节；

Byte3: bit0, 血压单位 (0: mmhg, 1: kpa)；

Byte4-14: 为0x00

0x81数据包 (测量结束发送一次)：

byte1: 收缩压 (默认发mmhg数据)；

byte2: 舒张压 (默认发mmhg数据)；

Byte3: 脉率 ；

Byte4-14: 为0x00；

3. 体温计

0x80数据包（测量结束发送一次）：

Byte1:体温高8位（摄氏度x100）。（是16位整数）

Byte2:体温低8位（摄氏度x100），（例：0x0E72，3698，是36.9度，最后一位舍弃）

Byte3:测温模式，

bit0: 0: 耳温模式；1: 额温模式；

bit1: 0: 摄氏度；1: 华氏度。

Byte4:温度状态，

0: 体温正常；

1: 体温偏高；

2: 体温高烧

Byte5-14:为0x00

0x81数据包（不发送）；